

A close-up, high-angle shot of a woman's face, focusing on her right eye. She has light blue eyes and is wearing a contact lens. Her skin is fair, and her lips are slightly parted. The background is a plain, light color. The overall mood is clean and professional.

DESCUBRÍ **WAICON.**

ALTA TECNOLOGÍA EN LENTES DE CONTACTO.

**WAICON**  
Una división de **BAUSCH + LOMB**

La más amplia gama de productos

Investigación y desarrollo

Inversión permanente

Producción propia en el país

Capacitación profesional

Atención profesionalizada



**Siempre junto al  
contactólogo argentino**

## Quiénes Somos

**Waicon** produce y comercializa lentes de contacto, soluciones para el cuidado de las mismas, instrumental y accesorios para la contactología.

La empresa abastece con sus productos a más de **2.500 ópticas** en la Argentina, las cuales cuentan con una amplia experiencia en la adaptación de lentes de contacto.

Más de 1.000 pedidos diarios son procesados por nuestro **Call Center**, que cuenta con personal altamente calificado que asesora al óptico en la mejor selección de productos según las diferentes necesidades que puedan presentar los pacientes.

La División cuenta con modernos **sistemas de logística integrada** que permiten que el óptico reciba sus lentes en cualquier lugar del país en tiempo y forma.

Además de contar con plantas productivas en diferentes países, la operación **Vision Care** Argentina posee una **planta local** de más de 2000 m2 de superficie, equipada con tornos automáticos de última generación.

Nuestros productos cumplen con las más **altas normas de calidad**, tanto a nivel nacional como internacional.

**La filosofía Waicon** es brindar al profesional productos de alta calidad con un servicio de asesoramiento permanente y en el menor tiempo posible, para de esta manera satisfacer las necesidades de sus clientes.



La más amplia gama de productos

Todas las opciones en lentes de contacto

PRODUCE Y COMERCIALIZA PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD


AL SERVICIO DEL PROFESIONAL

## TRANSPARENTES


### ESFÉRICAS

OPTIMA 38		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 38	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Esférica. Torneada. Moldeada.	DIÁMETRO (mm) 14,00	GRADACIÓN (Dioptrías) de +0,50 a +5,00 de -0,25 a -12,00 Pasos de 0,25 de -5,50 a -12,00 Pasos de 0,50	
	MATERIAL Hidrogel convencional. Polymacon. Centrifugado torneado.	CURVA BASE (mm) 8,70	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 10	Reemplazo Anual

### WAICON 40 CLASSIC

WAICON 40 CLASSIC		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 38	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Esférica. Torneada.	DIÁMETRO (mm) 14,50 <b>13,50 / 15,00</b>	GRADACIÓN (Dioptrías) de -25,00 a +25,00 Pasos de 0,25	
	MATERIAL Copolímero de HEMA crystal clear. También en material Benz 40.	CURVA BASE (mm) 8,00 a 9,40 <b>7,20 a 7,80</b> Pasos de 0,20	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 11	Reemplazo Anual

### WAICON 2

WAICON 2		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 38	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Esférica. Sup. Interna Moldeada / Sup. Externa Torneada. Con tecnología AFT.	DIÁMETRO (mm) 14,20	GRADACIÓN (Dioptrías) de -25,00 a +25,00 Pasos de 0,25	
	MATERIAL Copolímero de HEMA con filtro UV.	CURVA BASE (mm) 8,10 / 8,40 / 8,70 9,00 / 9,30	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 11	Reemplazo Anual

### WAICON 2 55

WAICON 2 55		USO Diario y Ocasional extendido	H <sub>2</sub> O (%) 55	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Esférica. Sup. Interna Moldeada / Sup. Externa Torneada. Con tecnología AFT.	DIÁMETRO (mm) 14,20	GRADACIÓN (Dioptrías) de -25,00 a +25,00 Pasos de 0,25	
	MATERIAL Copolímero de HEMA con filtro UV y tinte de visibilidad.	CURVA BASE (mm) 8,40 / 8,70 / 9,00 / 9,30	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 23	Reemplazo Anual


\* Los parámetros que aparecen en color rojo se consideran pedidos especiales. Rogamos consultar con antelación la disponibilidad de los mismos y el recargo correspondiente.

## TRANSPARENTES

### TÓRICAS

WAICON TORIC		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 38	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Tórica. Torneada.	DIÁMETRO (mm) 14,50 <b>13,50 / 15,00</b>	GRADACIÓN (Dioptrías) Esféricos: hasta ±20,00 Cilíndricos: -0,75 a -6,00 Pasos de 0,25	
	MATERIAL Copolímero de HEMA crystal clear.	CURVA BASE (mm) 8,00 a 9,40 <b>7,80</b> Pasos de 0,20	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 11	Reemplazo Anual

### WAICON 2 TORIC

WAICON 2 TORIC		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 38	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Tórica. Sup. Interna Moldeada / Sup. Externa Torneada. Con tecnología AFT.	DIÁMETRO (mm) 14,20	GRADACIÓN (Dioptrías) Esféricos: hasta ±20,00 Cilíndricos: -0,75 a -6,00 Pasos de 0,25	
	MATERIAL Copolímero de HEMA con filtro UV.	CURVA BASE (mm) 8,10 / 8,40 / 8,70 9,00 / 9,30	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 11	Reemplazo Anual

### WAICON 2 TORIC 55

WAICON 2 TORIC 55		USO Diario y Ocasional extendido	H <sub>2</sub> O (%) 55	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Tórica. Sup. Interna Moldeada / Sup. Externa Torneada. Con tecnología AFT.	DIÁMETRO (mm) 14,20	GRADACIÓN (Dioptrías) Esféricos: hasta ±20,00 Cilíndricos: -0,75 a -6,00 Pasos de 0,25	
	MATERIAL Copolímero de HEMA con filtro UV y tinte de visibilidad.	CURVA BASE (mm) 8,40 / 8,70 / 9,00 / 9,30	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 23	Reemplazo Anual







Lentes Blandas Convencionales



## COSMÉTICAS

### ESFÉRICAS

OPTIMA NATURAL LOOK		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 38	
	<b>CARACTERÍSTICAS</b> Blanda. Cosmética. Esférica. Torneada. Moldeada.	DIÁMETRO (mm) 14,00	GRADACIÓN (Dioptías) de +0,50 a +5,00 de -0,25 a -6,00 Pasos de 0,25 de -5,00 a -6,00 Pasos de 0,50 y Neutras	
	<b>MATERIAL</b> Hidrogel convencional. Polymacon. Centrifugado torneado.	CURVA BASE (mm) 8,70	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 10	Reemplazo Anual
WAICON 2 TRI-KOLOR		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 38	
	<b>CARACTERÍSTICAS</b> Blanda. Cosmética. Esférica. Sup. Interna Moldeada / Sup. Externa Torneada. (Verde, Celeste, Miel y Gris). Con tecnología AFT.	DIÁMETRO (mm) 14,20	GRADACIÓN (Dioptías) de -25,00 a +25,00 Pasos de 0,25	
	<b>MATERIAL</b> Copolímero de HEMA con filtro UV.	CURVA BASE (mm) 8,10 / 8,40 / 8,70 9,00 / 9,30	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 11	Reemplazo Anual
WAICON (40) THIN TRI-KOLOR		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 38	
	<b>CARACTERÍSTICAS</b> Blanda. Cosmética. Esférica. Torneada. (Verde, Celeste, Miel y Gris).	DIÁMETRO (mm) Negativas: 14,00 Positivas: 14,00 Neutras: 14,50	GRADACIÓN (Dioptías) de -10,00 a +8,00 Pasos de 0,25	
	<b>MATERIAL</b> Copolímero de HEMA crystal clear.	CURVA BASE (mm) 8,70	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 11	Reemplazo Anual
WAICON 40 TRI-KOLOR		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 38	
	<b>CARACTERÍSTICAS</b> Blanda. Cosmética. Esférica. Torneada. (Verde, Celeste, Miel y Gris).	DIÁMETRO (mm) 14,50 <b>13,50 / 15,00</b>	GRADACIÓN (Dioptías) de -25,00 a +25,00 Pasos de 0,25	
	<b>MATERIAL</b> Copolímero de HEMA crystal clear.	CURVA BASE (mm) 8,00 a 9,40 <b>7,20 / 7,80</b> Pasos de 0,20	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 11	Reemplazo Anual

\* Los parámetros que aparecen en color rojo se consideran pedidos especiales. Rogamos consultar con antelación la disponibilidad de los mismos y el recargo correspondiente.

## COSMÉTICAS

### TÓRICAS

WAICON 2 TORIC TRI-KOLOR		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 38	
	<b>CARACTERÍSTICAS</b> Blanda. Cosmética. Tórica. Sup. Interna Moldeada / Sup. Externa Torneada. (Verde, Celeste, Miel y Gris). Con tecnología AFT.	DIÁMETRO (mm) 14,20	GRADACIÓN (Dioptías) Esféricos: hasta ±20,00 Cilíndricos: -0,75 a -6,00 Pasos de 0,25	
	<b>MATERIAL</b> Copolímero de HEMA con filtro UV.	CURVA BASE (mm) 8,10 / 8,40 / 8,70 9,00 / 9,30	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 11	Reemplazo Anual

## ESTÉTICAS

### ESFÉRICAS

WAICON 40 IRIS PRINT (ULTRA THIN)		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 38	
	<b>CARACTERÍSTICAS</b> Blanda. Estética. Esférica. Torneada. Marrón (1; 2; 3; 4), Verde (1; 2) y Azul (1; 2). Pupila negra o transparente.	DIÁMETRO (mm) 14,50 <b>13,50 / 15,00</b>	GRADACIÓN (Dioptías) de -25,00 a +25,00 Pasos de 0,25	
	<b>MATERIAL</b> Copolímero de HEMA crystal clear.	CURVA BASE (mm) 8,00 a 9,40 <b>7,60 / 7,80 / 9,60</b> Pasos de 0,20	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 11	Reemplazo Anual



## TRANSPARENTES

### ESFÉRICAS

SOFLENS 59		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 59	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Esférica. Centrifugado torneado.	DIÁMETRO (mm) 14,20	GRADACIÓN (Dioptrias) de -0,50 a +9,00 Pasos de 0,25 de -6,00 a +9,00 Pasos de 0,50	
	MATERIAL Hidrogel convencional. Hilafilcon B.	CURVA BASE (mm) 8,60	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 22	Reemplazo Mensual
PROCLEAR®		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 62	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Biocompatible. Esférica. Moldeada. Especial para el ojo seco. Con tinte de visibilidad.	DIÁMETRO (mm) 14,20	GRADACIÓN (Dioptrias) de -10,00 a +6,00 de -6,00 hasta +4,00 Pasos de 0,25 luego de 0,50 <b>MTO (consultar disponibilidad) de -10,00 a -20,00 de +6,50 a +20,00</b>	
	MATERIAL Omaflicón A con fosforilcolina con filtro UV.	CURVA BASE (mm) 8,60	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 34	Reemplazo Mensual

## TRANSPARENTES

### ASFÉRICAS

PUREVISION 2		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 36	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Asférica.	DIÁMETRO (mm) 14,00	GRADACIÓN (Dioptrias) de -0,25 a -12,00 de +0,50 a +6,00 Pasos de 0,25 de -5,50 a -12,00 Pasos de 0,50	
	MATERIAL Hidrogel de Silicona. Balafilcon A.	CURVA BASE (mm) 8,60	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 99	Reemplazo Mensual
NEWLENS 55 PERFORMANCE		USO Diario y Ocasional extendido	H <sub>2</sub> O (%) 55	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Asférica. Moldeada. Con tinte de visibilidad.	DIÁMETRO (mm) 14,20	GRADACIÓN (Dioptrias) de -8,00 a +8,00 de -5,00 a +5,00 Pasos de 0,25 luego de 0,50	
	MATERIAL Copolímero de HEMA.	CURVA BASE (mm) Negativas: 8,60 Positivas: 8,80	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 20	Reemplazo Mensual

### TÓRICAS

SOFLENS TORIC		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 66	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Esférica.	DIÁMETRO (mm) 14,50	GRADACIÓN (Dioptrias) Esféricas: de +6,00 a -9,00 Pasos de 0,25 Cilíndricos: -0,75 -1,25 -1,75 -2,25 -2,75 Pasos de 0,50	
	MATERIAL Hidrogel convencional. Alphafilcon A.	CURVA BASE (mm) 8,50	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 32	Reemplazo Mensual

### MULTIFOCALES

SOFLENS MULTIFOCAL		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 38,60	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Multifocal. Moldeada.	DIÁMETRO (mm) 14,50	GRADACIÓN (Dioptrias) de +6,00 a -7,00 Pasos de 0,25	
	MATERIAL Hidrogel convencional. Polymacon.	CURVA BASE (mm) 8,50	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 10	Reemplazo Mensual
PUREVISION MULTIFOCAL		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 36	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Multifocal. Moldeada.	DIÁMETRO (mm) 14,00	GRADACIÓN (Dioptrias) de +6,00 a -10,00 Add Low de +0,75 a +1,50 Add High de +1,75 a +2,50 Pasos de 0,25	
	MATERIAL Hidrogel de Silicona. Balafilcon A.	CURVA BASE (mm) 8,60	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 99	Reemplazo Mensual

# SofLens®

(hilafilcon B)

# 59

Confort y Calidad visual





Lentes de contacto blandas de Hidrogel para Miopía e Hipermetropía.




**WAICON**  
Una división de BAUSCH + LOMB

## COSMÉTICAS

### ESFÉRICAS

BASIC COLOURS		USO Diario y Ocasional extendido	H <sub>2</sub> O (%) 55	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Cosmética. Esférica. Moldeada. (Verde, Celeste, Miel, Gris)	DIÁMETRO (mm) 14,20	GRADACIÓN (Dioptrías) 0,00 a -8,00 (hasta -6,00 Pasos de 0,25 luego de 0,50)	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Cosmética. Esférica. Moldeada. (Acqua, Lavanda, Esmeralda)	DIÁMETRO (mm) 14,20	Neutras	
	MATERIAL Copolímero de HEMA	CURVA BASE (mm) 8,60	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 21	Reemplazo Mensual
SOFLENS STARCOLORS II		USO Diario	H <sub>2</sub> O (%) 38,60	
	CARACTERÍSTICAS Blanda. Cosmética. Esférica. Moldeada. (Verde, Verde oscuro, Azul, Gris y Miel)	DIÁMETRO (mm) 14,10	GRADACIÓN (Dioptrías) 0,00 a -6,00 (hasta -5,00 Pasos de 0,25 y de -5,00 a -6,00 Pasos de 0,50)	
	MATERIAL Hidrogel convencional. Polymacon.	CURVA BASE (mm) 8,70	D.K. x 10 <sup>-11</sup> (35°C) 10	Reemplazo Mensual



## Softens® StarColors II

Lentes de Contacto Blandas de Polymacon

Resaltá  
tu belleza natural  
y seducí con un estilo  
diferente



Lentes Blandas  
de Reemplazo Frecuente



RGP			
ACRYSIL			
USO Diario			
CARACTERÍSTICAS Gas permeable. Esférica. (Cristal, Verde). Índice de refracción: 1,472	DIÁMETRO (mm) 8,00 a 12,00 7,20 a 7,80 y 12,50 Pasos de 0,10	GRADACIÓN (Dioptrias) de -25,00 a +25,00 Pasos de 0,25	
MATERIAL Copolímero de siliconas.	CURVA BASE (mm) 6,03 (56,00 D) a 9,92 (34,00 D) Pasos de 0,12 D	D.K. x 10 (35°C) 15	Reemplazo Trienal
FLUOROPERM 30			
USO Diario			
CARACTERÍSTICAS Gas permeable. Esférica. (Gris) Índice de refracción: 1,449	DIÁMETRO (mm) 8,00 a 12,00 7,20 a 7,80 y 12,50 Pasos de 0,10	GRADACIÓN (Dioptrias) de -25,00 a +25,00 Pasos de 0,25	
MATERIAL Copolímero de fluorsiliconas.	CURVA BASE (mm) 6,03 (56,00 D) a 9,92 (34,00 D) Pasos de 0,12 D	D.K. x 10 (35°C) 30	Reemplazo Trienal
FLUOROPERM 60			
USO Diario y Ocasional Extendido			
CARACTERÍSTICAS Gas permeable. Esférica. (Celeste) Índice de refracción: 1,453	DIÁMETRO (mm) 8,00 a 12,00 7,20 a 7,80 y 12,50 Pasos de 0,10	GRADACIÓN (Dioptrias) de -25,00 a +25,00 Pasos de 0,25	
MATERIAL Copolímero de fluorsiliconas.	CURVA BASE (mm) 6,03 (56,00 D) a 9,92 (34,00 D) Pasos de 0,12 D	D.K. x 10 (35°C) 60	Reemplazo Trienal
FLUOROPERM HDS			
USO Diario y Ocasional Extendido			
CARACTERÍSTICAS Gas permeable. Esférica. (Celeste) Índice de refracción: 1,449	DIÁMETRO (mm) 8,00 a 12,00 7,20 a 7,80 y 12,50 Pasos de 0,10	GRADACIÓN (Dioptrias) de -25,00 a +25,00 Pasos de 0,25	
MATERIAL Copolímero de fluorsiliconas hiperpurificado.	CURVA BASE (mm) 6,03 (56,00 D) a 9,92 (34,00 D) Pasos de 0,12 D	D.K. x 10 (35°C) 75	Reemplazo Trienal
FLUOROPERM 75 UV			
USO Diario y Ocasional Extendido			
CARACTERÍSTICAS Gas permeable. Esférica. (Celeste) Índice de refracción: 1,461	DIÁMETRO (mm) 8,00 a 12,00 7,20 a 7,80 y 12,50 Pasos de 0,10	GRADACIÓN (Dioptrias) de -25,00 a +25,00 Pasos de 0,25	
MATERIAL Copolímero de fluorsiliconas hiperpurificado con filtro UV.	CURVA BASE (mm) 6,03 (56,00 D) a 9,92 (34,00 D) Pasos de 0,12 D	D.K. x 10 (35°C) 75	Reemplazo Trienal

PMMA		
HYFRAX		
USO Diario		
CARACTERÍSTICAS Flexible. Esférica. Tórica. Bitórica y Cosmética. En colores verde, celeste, gris, cristal, rosa, sepia, marrón y rojo. Índice de refracción: 1,492	DIÁMETRO (mm) 8,00 a 12,00 7,20 a 7,80 y 12,50 Pasos de 0,10	GRADACIÓN (Dioptrias) de -25,00 a +25,00 Pasos de 0,25
MATERIAL Polimetil metacrilato (PMMA) estabilizado.	CURVA BASE (mm) 6,03 (56,00 D) a 9,92 (34,00 D) Pasos de 0,12 D	Reemplazo Cuadrienal

• Los parámetros que aparecen en color rojo se consideran pedidos especiales. Rogamos consultar con antelación la disponibilidad de los mismos y el recargo correspondiente.









**Bio true**

Solución Multipropósito



Hasta **20 horas** de Humectación

### 4 Beneficios distintivos de Biotrue

-  Con **Hialuronato de sodio**, lubricante de la lágrima.
-  Balanceado con el **pH** de las lágrimas sanas.
-  **Mantiene las proteínas** saludables de la lágrima y su actividad antimicrobiana, eliminando las desnaturalizadas.
-  Limpia y protege contra los **Doble sistema** de desinfección.

## LÍNEA DE CUIDADO PARA LC BLANDAS

### LÍNEA BAUSCH + LOMB

#### BIOTRUE



**PRESENTACIÓN:**

60, 120 y 300 ml.

**CONTENIDO:**

Hialuronato de sodio, sulfobetaina (removedor de proteínas), poloxamina, ácido bórico, borato de sodio, edetato disódico y cloruro de sodio, poliaminopropilbiguanida al 0,00013% y policuaternio al 0,0001%.

**INDICACIONES DE USO:**

Para la limpieza, conservación, desinfección, humectación y enjuague de LC blandas de hidrogel e hidrogel de silicona.

Estuche para lentes de contacto solo en la presentación de 300 ml.

#### RENU FRESH



**PRESENTACIÓN:**

60, 120, 240, 355 y 500 ml.

**CONTENIDO:**

Hydranate® (hidroxialquilfosfonato) (removedor de proteínas), Poloxamina, Dymed® (poliaminopropilbiguanida al 0,0001%) desinfectante, ácido bórico, edetato disódico, borato de sodio y cloruro de sodio.

**INDICACIONES DE USO:**

Para la limpieza, conservación, desinfección, humectación y enjuague de LC blandas de hidrogel e hidrogel de silicona.

Estuche para lentes de contacto solo en la presentación de 355 ml.



Soluciones para asepsia y conservación de lentes de contacto

## UN PRODUCTO PREMIUM

para la limpieza y conservación de  
las lentes de contacto



**Lubricación y Confort**  
con Hialuronato de Sodio

## LÍNEA DE CUIDADO PARA LC BLANDAS

### LÍNEA NATURA

#### NATURA CONFORT



#### PRESENTACIÓN:

120 y 360 ml.

#### CONTENIDO:

Hialuronato de sodio 0,10 g. / 100 ml.

#### INDICACIONES DE USO:

Para la limpieza, desinfección, conservación, humectación y enjuague de LC blandas, de hidrogel y de hidrogel de silicona. Alta capacidad de hidratación de efecto prolongado. Incluye estuche.

#### NATURA EXPRESS



#### PRESENTACIÓN:

120, 240 y 360 ml.

#### CONTENIDO:

Poliaminopropilbiguanida 0,1 mg. / 100 ml.  
Poloxamer 407 0,01 g. / 100 ml.

#### INDICACIONES DE USO:

Para la limpieza, desinfección, conservación, humectación y enjuague de LC blandas. Remueve proteínas. Incluye estuche.

#### NATURA PLUS



#### PRESENTACIÓN:

120, 240 y 360 ml.

#### CONTENIDO:

Poliaminopropilbiguanida 0,10 g. / 100 ml.  
Poloxamer 407 0,01 g. / 100 ml.

#### INDICACIONES DE USO:

Para la limpieza, desinfección, conservación, humectación y enjuague de LC blandas. Remueve proteínas. Incluye estuche.

#### NATURA CLEAN



#### PRESENTACIÓN:

35 ml.

#### CONTENIDO:

Poloxamer 407 0,01 g. / 100 ml.  
Alcohol Isopropílico 2 ml. / 100 ml.

#### INDICACIONES DE USO:

Para la limpieza profunda de LC blandas.



## LÍNEA DE CUIDADO PARA LC RGP Y PMMA

### LÍNEA BAUSCH + LOMB

#### BOSTON SIMPLUS



**PRESENTACIÓN:**

120 ml.

**CONTENIDO:**

Poloxamina, hidroxialquilfosfonato, ácido bórico, borato de sodio, cloruro de sodio, hidroxipropilmetil celulosa, glucam, gluconato de clorhexidina al 0,003% y poliaminopropilbiguanida al 0,0005%.

**INDICACIONES DE USO:**

Para la limpieza, conservación, desinfección, humectación y enjuague de LC RGP.

#### BOSTON ADVANCE CONDITIONER



**PRESENTACIÓN:**

120 ml.

**CONTENIDO:**

Poliaminopropilbiguanida al 0,0005%, gluconato de clorhexidina al 0,003% y edetato disódico al 0,05%.

**INDICACIONES DE USO:**

Solución acondicionadora para LC RGP, humecta y lubrica las lentes para un confort prolongado.

#### BOSTON ADVANCE CLEANER



**PRESENTACIÓN:**

30 ml.

**CONTENIDO:**

Solución surfactante sin preservantes, concentrada, homogénea, conteniendo: surfactante de eter alquil sulfato, surfactante de alcohol no iónico y gel de sílice, con dióxido de titanio.

**INDICACIONES DE USO:**

Solución limpiadora para LC RGP, elimina los depósitos de lípidos y proteínas.

## LÍNEA DE CUIDADO PARA LC RGP Y PMMA

### LÍNEA NATURA

#### NATURA CLENS



**PRESENTACIÓN:**

120 ml.

**CONTENIDO:**

Poloxamer 407 50 mg. / 100ml.  
Poliaminopropilbiguanida 0,1 mg. / 100 ml.

**INDICACIONES DE USO:**

Para la limpieza, desinfección, conservación, humectación y enjuague de LC rígidas y gas permeable. Remueve proteínas. Incluye estuche.

#### NATURA WET



**PRESENTACIÓN:**

35 ml.

**CONTENIDO:**

Alcohol polivinílico 2 g. / 100 ml.

**INDICACIONES DE USO:**

Para humectar y lubricar LC rígidas y gas permeable.

#### NATURA PERFLEX



**PRESENTACIÓN:**

35 ml.

**CONTENIDO:**

Polipropilenglicol etoxilado 0,5 g. / 100 ml.

**INDICACIONES DE USO:**

Para la limpieza profunda de LC rígidas y gas permeable.



## GOTAS LUBRICANTES Y HUMECTANTES

### LÍNEA BAUSCH + LOMB

#### RENU PLUS



**PRESENTACIÓN:**

8 ml.

**CONTENIDO:**

Ácido bórico, povidona, cloruro de potasio, borato de sodio, cloruro de sodio, ácido sórbico al 0,1% y edetato disódico al 0,1%.

**INDICACIONES DE USO:**

Alivia la resequedad en los ojos, lubrica y humecta las lentes de contacto blandas de hidrogel o hidrogel de silicona.

#### BOSTON GOTAS



**PRESENTACIÓN:**

10 ml.

**CONTENIDO:**

Hidroxietil celulosa, alcohol polivinílico, gluconato de clorhexidina al 0,006%, edetato disódico al 0,05%.

**INDICACIONES DE USO:**

Lubrica y humecta las lente RGP reduciendo la fricción contra la córnea.

#### ARTELAC REBALANCE



**PRESENTACIÓN:**

10 ml.

**CONTENIDO:**

Ácido Hialurónico (Sal Sódica) 1,5 mg, otros excipientes cbp 1 ml.

**INDICACIONES DE USO:**

Protege y humedece los tejidos oculares, repara y restablece la película lagrimal insuficiente, alivia los ojos fatigados y cansados. Indicado para ojo seco. Con calcio, magnesio, potasio y vitamina b12. Compatible con cualquier tipo de lente de contacto.

## GOTAS LUBRICANTES

### LÍNEA NATURA

#### NATURA FRESH



**PRESENTACIÓN:**

15 ml.

**CONTENIDO:**

Carboximetilcelulosa sódica 0,5 g. / 100 ml.

**INDICACIONES DE USO:**

Para la humectación y lubricación oftálmica.

#### BIO TEARS



**PRESENTACIÓN:**

15 ml.

**CONTENIDO:**

Alcohol polivinílico 1,4 g. / 100 ml.

**INDICACIONES DE USO:**

Para la humectación y lubricación oftálmica.

#### HYALUFRESH



**PRESENTACIÓN:**

15 ml.

**CONTENIDO:**

Hialuronato de sodio al 0,15%, alcohol polivinílico, cloruro de sodio, fosfato disódico anhidro, fosfato monosódico dihidrato, poliaminopropilbiguanida, edetato disódico y agua bidestilada.

**INDICACIONES DE USO:**

Solución para la humectación y lubricación de los ojos y lentes de contacto.





Para cada paciente  
**una gota a medida.**

**Artelac® Rebalance**  
Lágrima Artificial

Humectación prologada  
con visión nítida



**ReNu®**  
Plus

Lubricación y rehumectación  
de lentes de contacto blandas

**Boston®**  
GOTAS HUMECTANTES

Lubricación y rehumectación  
de lentes de contacto RGP



## OTROS

### HIDRATANT



**PRESENTACIÓN:**

120 ml.

**CONTENIDO:**

Cloruro de benzalconio 0,010 g. / 100 ml.

**INDICACIONES DE USO:**

Para la limpieza y conservación de LC flexibles.

### LIMECTANT



**PRESENTACIÓN:**

120 ml.

**CONTENIDO:**

Laurilsulfato de sodio 0,5%.

**INDICACIONES DE USO:**

Para la limpieza de LC flexibles y anteojos.

### SOLUCIÓN SALINA



**PRESENTACIÓN:**

35 ml. / 500 ml.

**CONTENIDO:**

Cloruro de sodio 0,85 g. / 100 ml.


**INDICACIONES DE USO:**

Solución salina no preservada.

## TOPÓGRAFO CORNEAL TP 2000

### NUEVO SOFTWARE

- Todos los mapas topográficos.
- Índice de queratocono.
- Simulación de imágenes fluoroscópicas.
- Aberrometría de cara anterior de la córnea.



Equipamiento de alta  
tecnología para su óptica.

**Productos Bausch+Lomb:**

**Optima 38:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 1087-16  
**Optima Natural Look:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 1087-17  
**SofLens 59:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 1087-38  
**SofLens Toric:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 1087-21  
**SofLens Multifocal:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 1087-48  
**Purevision 2:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 1087-54  
**Purevision Multi-Focal:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 1087-54  
**StarColors II:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 1087-18  
**Biotrue:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 1087-59  
**renu fresh:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 1087-22  
**Boston Simplus:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 1087-34  
**Boston Advance Solución Acondicionadora:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 1087-66  
**Boston Advance Solución Limpiadora:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 1087-66  
**ReNu Plus Gotas Lubricantes y Rehumectantes:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 1087-24  
**Boston Gotas Humectantes:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 1087-58  
**Artelac Rebalance:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 1087-60  
Productos importados y distribuidos por Bausch+Lomb Argentina S.R.L., Avda. Pueyrredón 1716 piso 3<sup>ro</sup>. "A" - CABA - Argentina

**Productos Waicon:**

**Waicon 40 Classic:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-15  
**Waicon 2:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-18  
**Waicon 2 55:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-18  
**Waicon Toric:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-16  
**Waicon 2 Toric:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-18  
**Waicon 2 Toric 55:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-18  
**Waicon 2 Tri-Kolor:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-18  
**Waicon Thin Tri-Kolor:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-20  
**Waicon 40 Tri-Kolor:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-15  
**Waicon 2 Toric Tri-Kolor:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-18  
**Waicon 40 Iris Print:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-15  
**Proclear:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-34  
**Newlens 55 Performance:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-26  
**Basic Colours:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-20  
**Acrysil:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-21  
**Fluoroperm 30:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-21  
**Fluoroperm 60:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-21  
**Fluoroperm HDS:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-21  
**Fluoroperm 75 UV:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-21  
**Hyfrax:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM 354-21  
**Topógrafo corneal TP2000:** Instrumental. Autorizado por ANMAT PM 354-9  
Productos fabricados, importados y distribuidos por Waicon Vision S.A, Alsina 1565 - Florida, Provincia de Buenos Aires CP: B1602EDA



**Productos Biotech:**

**Natura Confort:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 670-20

**Natura Express:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 670-11

**Natura Plus:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 670-12

**Natura Clean:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 670-1

**Natura Clens:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 670-15

**Natura Wet:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 670-7

**Natura Perflex:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 670-8

**Natura Fresh:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 670-16

**Biotears:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 670-6

**Hyalufresh:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 670-21

**Hidratant:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 670-4

**Limectant:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 670-3

**Solución Salina:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM 670-17

Productos fabricados por Biotech Pharma S.A.C.I.F. y A., Ntra. Sra. del Buen Viaje 889 - Morón, Provincia de Buenos Aires CP: 1708 y distribuidos por Waicon Vision S.A.





Av. Pueyrredón 1716 piso 3<sup>ro</sup>. "A" - C1119ACN - Buenos Aires - Argentina  
Tel. (011) 5192-8640 - Fax (011) 5192-8650 - [waicon@waicon.com.ar](mailto:waicon@waicon.com.ar)  
Vademecum002